

ELECTROTERAPIA

PhysioGo.Lite ELECTRO



ASTAR.

Calle Swit 33
43-382 Bielsko-Biala
Polonia

números de teléfono

+48 33 827 18 69

+48 33 827 18 56

export@astar.eu

www.astar.eu



Artículos temáticos
www.ephysiotecnology.com






ASTAR.

PhysioGo.Lite ELECTRO

Los efectos beneficiosos de la corriente eléctrica en los tejidos se utilizan desde hace muchos años en el tratamiento de enfermedades y lesiones del sistema musculoesquelético y del sistema nervioso, así como para estimular la regeneración de tejidos y músculos debilitados.

Astar se enorgullece de presentar lo último entre sus equipos de electroterapia, el PhysioGo.Lite ELECTRO, que combina la tecnología más avanzada con una facilidad de uso intuitiva.

Descubra la amplia gama de opciones de terapia con PhysioGo.Lite ELECTRO.

-  PANTALLA EN COLOR DE 5" CON PANEL TÁCTIL FUNCIONAL
-  DOS CANALES DE TRATAMIENTO INDEPENDIENTES
-  NÚMERO DE CORRIENTES GENERADAS
-  PUEDE FUNCIONAR CON BATERÍA LA BATERÍA PUEDE SER INSTALADA POR EL USUARIO
-  LIGERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR
-  BASE DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO INCORPORADOS
-  NÚMERO DE PROGRAMAS DE USUARIO
-  BASE DE SECUENCIAS DE TRATAMIENTO INCORPORADAS



FÁCIL DE USAR
PhysioGo.Lite ELECTRO se maneja mediante una pantalla en color de 5 pulgadas con un panel táctil. El dispositivo le permite trabajar con procedimientos terapéuticos predefinidos, así como crear su propia lista de programas de usuario.



DOS CANALES DE TRATAMIENTO INDEPENDIENTES
El aparato está equipado con dos canales de tratamiento independientes que permiten el tratamiento simultáneo de dos pacientes. La protección en forma de separación galvánica asegura un funcionamiento ininterrumpido en ambos modos y garantiza un uso seguro de la unidad.



UNA AMPLIA GAMA DE TERAPIAS
Los pacientes pueden estar seguros de que el especialista tratante ofrece soluciones eficaces en el campo del tratamiento con corrientes uni y bipolares, corrientes de baja o media frecuencia y corriente continua.



El dispositivo también le permite al usuario ajustar los parámetros de tratamiento.



SEGURIDAD
El PhysioGo.Lite ELECTRO ha sido sometido a una serie de pruebas para garantizar un uso seguro en un entorno profesional.

Además, el dispositivo cuenta con una función de autocomprobación, que verifica el correcto funcionamiento de todos los componentes cada vez que se enciende, mostrando un mensaje si se detecta algún error o daño.

