

TERAPIA DE ONDAS DE CHOQUE

# Impactis M+



**ASTAR.**

Calle Swit 33  
43-382 Bielsko-Biala  
Polonia

números de teléfono  
+48 33 827 18 69  
+48 33 827 18 56

export@astar.eu

[www.astar.eu](http://www.astar.eu)



Artículos temáticos  
[www.ephysiotecchnology.com](http://www.ephysiotecchnology.com)

U-1MM+/ES-22-V1

**ASTAR.**



# Impactis M+



La terapia de ondas de choque es uno de los métodos más eficaces para tratar las enfermedades del sistema musculoesquelético y realizar los tratamientos profesionales de medicina estética (transmisor dedicado).

Impactis M+ es un producto de la renombrada marca polaca Astar, líder del mercado de dispositivos de fisioterapia y rehabilitación. Debido a las soluciones de vanguardia, su excelente servicio técnico y la alta calidad de los aparatos que ofrece, Astar es una marca valorada tanto en Polonia como a nivel internacional.

Basándose en los más de 20 años de experiencia de Astar, se ha desarrollado un nuevo mejorado modelo del dispositivo de terapia de ondas de choque de la serie Impactis. El dispositivo Impactis M+ se ha diseñado pensando en soluciones aún más ergonómicas. Tiene todas las características del Impactis M, en el que han confiado miles de fisioterapeutas profesionales, y además cuenta con funciones adicionales para mejorar la comodidad del usuario y ampliar las capacidades terapéuticas del dispositivo.



Transmisores con diámetros: 10, 15, 20 y 35 mm

Al utilizar una gama de frecuencias de 1 a 25 Hz, Impactis M+ permite aumentar la comodidad del paciente durante el tratamiento, mientras que la cómoda bolsa especialmente diseñada hace que la unidad sea un dispositivo totalmente móvil, conveniente en la terapia a domicilio.


La terapia de ondas de choque es una forma rápida y no invasiva de eliminar el dolor persistente. Los pacientes observan los efectos positivos del tratamiento ya después de una serie de 3-4 tratamientos con una semana de descanso.

La duración del tratamiento es de sólo unos 10 minutos.



## TECNOLOGÍA

- Pantalla táctil de 7"
- Enciclopedia de tratamientos ilustrada
- Interfaz moderna
- Sistema de amortiguación del aplicador
- Estadísticas de tratamientos



## NUEVO MÉTODO DE EMISIÓN DE PULSOS

Impactis M+ ha sido mejorado con un modo adicional de emisión de pulsos a intervalos.

Además, el aplicador puede funcionar en modo continuo, simple o burst (de ráfaga).



## MODO ANATÓMICO

Los programas de tratamiento incorporados asignados a partes específicas del cuerpo facilitan el trabajo con el paciente.

El usuario también puede guardar sus favoritos programas de tratamiento.



## MODO DE PROGRAMA

El funcionamiento del aparato es intuitivo y sencillo. La unidad cuenta con hasta **44 programas de tratamiento** predefinidos que permiten un acceso rápido a las terapias seleccionadas y un modo manual. Una novedad de Impactis M+ es la posibilidad de editar los programas y guardarlos.



## FIABILIDAD

El fabricante garantiza la vida útil del sistema balístico de **2 millones de impactos**. El dispositivo controla automáticamente su número y la función de autocomprobación informa al usuario cuando el número supera los 1,8 millones. El kit de reparación del aplicador permite realizar otros 2 millones de disparos.



## MOVILIDAD

El aparato es adecuado tanto para la terapia en el consultorio como para la terapia comunitaria en el domicilio del paciente. Impactis M+ es liviano (sólo 7 kg) y la bolsa dedicada acomoda el dispositivo junto con sus accesorios.

