

NUEVA GENERACIÓN DE MAGNETOTERAPIA

PhysioMG



ASTAR.

Calle Swit 33
43-382 Bielsko-Biala
Polonia

números de teléfono

+48 33 827 18 69

+48 33 827 18 56

export@astar.eu

www.astar.eu



Artículos temáticos
www.ephysiotechnology.com

ASTAR.

sanro
electromedicina

U-PMG/ES-22-V1

PhysioMG



ASTAR, como fabricante líder de equipos de fisioterapia en Polonia, ha desarrollado para sus clientes una nueva línea profesional de unidades de terapia de campo magnético de baja frecuencia.

La nueva serie de dispositivos PhysioMG permite realizar la terapia eligiendo uno de tres controladores en combinación con aplicadores de solenoide, aplicadores de placas sobre trípode y locales, sujetos por correas.



PhysioMG 815

- generador de campo magnético de un sólo canal
- pantalla táctil de 5 pulgadas
- enciclopedia de programas incorporados la cual contiene visualizaciones 3D que muestran el tratamiento particular

PhysioMG 825

- dos canales terapéuticos independientes
- pantalla táctil de 5 pulgadas
- enciclopedia de programas incorporados la cual contiene visualizaciones 3D que muestran el tratamiento particular
- soporte de modo dual



PhysioMG 827

La unidad más avanzada

- dos canales terapéuticos independientes
- pantalla táctil de 7 pulgadas
- enciclopedia de programas integrados la cual contiene visualizaciones 3D que muestran el tratamiento particular
- soporte de modo dual
- coopera con el nuevo aplicador de solenoide CS75

APLICADORES Y ACCESORIOS DISPONIBLES PARA LA SERIE PHYSIOMG

CAMILLA: PARA APLICADORES CS60 Y CS75

- Diseño de vanguardia caracterizado por la excelente durabilidad y estabilidad.
- Materiales utilizados para la construcción de la camilla fueron elegidos para no interferir con líneas de fuerza de campo magnético generadas por los aplicadores.
- Un reposacabezas reemplazable de la camilla para magnetoterapia aumenta la comodidad del paciente durante el tratamiento.



NUEVA GENERACIÓN DE MAGNETOTERAPIA

ΔSTAR.



INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL CAMPO MAGNÉTICO



Un sistema de indicación visual de actividad del campo en forma de iluminadores ha sido introducido en todos los aplicadores solenoides.



También se incluye un indicador adicional en forma de un sistema de banda magnética (indicador sensorial de actividad del campo).



MODO DUAL



Los modelos PhysioMG 825 y 827 pueden trabajar simultáneamente con dos aplicadores en Modo Dual: un aplicador de solenoide con efecto sistémico y aplicadores de placa con efecto local.



ESPECTRO DE FRECUENCIA



El dispositivo permite utilizar una frecuencia terapéutica variable, el llamado Espectro (dentro del rango de 0–50 Hz) en el curso del tratamiento.



Aplicador de solenoide CS75



Aplicador de solenoide CS60



Aplicador de solenoide CS35 con carro dedicado



Aplicador de placas CP con soporte

APLICADOR DE SOLENOIDE NUEVO

- Aplicadores CS60 y CS75 tipo LE_CS con sistema de deslizamiento integrado con la camilla.
- Iluminador incorporado: indicador visual de la actividad del campo magnético.
- Equipado con un indicador sensorial de actividad del campo en forma de bandas magnéticas.
- Aplicador CS75 diseñado para funcionar únicamente con el modelo PhysioMG 827.
- Aplicador CS35 con reposacabezas reemplazable incorporada en el sitio de aplicación que aumenta la comodidad durante el tratamiento.
- Carro para aplicador CS35.



Aplicadores CP con cinturones elásticos



Bandas magnéticas: indicador sensorial de la actividad del campo magnético