

## FICHA TÉCNICA

VERSION: 02  
ULTIMA REVISIÓN: 04/12/08

**ESTIMULADOR MULTIFUNCIONAL TRIO 310**  
**REF. 2478/1**  
**Marca: ITO**

### ESTIMULADOR MULTIFUNCIONAL, MOD. TRIO 310

Este equipo ofrece 2 modalidades diferentes:

- **TENS: Constante y Burst**
- **ESTIMULACIÓN MUSCULAR**
- **Programas de Fitness y Potenciación muscular**


Programable. Temporizador digital. Funcionamiento a baterías o red.

**Programas:** 10 programas configurados para:

- Entrenamiento muscular
- Desarrollo muscular
- Fortalecimiento de músculos abdominales
- Moldeado de nalgas, muslos y cintura
- Reducción de nalgas, muslos y cintura
- Tonificación y fortalecimiento de nalgas, muslos y cintura
- Rehabilitación activa y relajación muscular
- Recuperación y tonificación
- Dolor cervical
- Dolor en general

### Especificaciones técnicas

- Salida: 2 canales controlados independientemente
- Forma de pulso: simétrico y bifásico rectangular.
- Corriente de salida: 80 mA a 500 Ohm de resistencia
- **Ancho de pulso:** 50 – 250  $\mu$ s TENS  
100 - 300  $\mu$ s EMS
- **Frecuencia:**  
1-200 Hz (TENS CONSTANTE)/1-5 Hz (TENS BURST)  
25-100 Hz (EMS)
- **Modos de Salida:**  
(1) **TENS:** Constante y Burst  
(2) **EMS :** Tiempo de mantenimiento:0,5-30 sg  
Tiempo de descanso: 1 – 60 sg  
Tiempo de subida rampa/ bajada: 0,1 - 6 sg (20% del tiempo de mantenimiento)
- Temporizador: 1-60 min.



## FICHA TÉCNICA

VERSION: 02  
ULTIMA REVISIÓN: 04/12/08

### Otras funciones

Memoria de los parámetros previos

Posibilidad de bloqueo de teclado.

Pantalla LCD de 46 x 37 mm

Apagado automático, detección de baja batería y de salida anormal de pulso y autotest electrónicos.

Batería de 9 V ó adaptador AC (opcional)

Clasificación: Clase II / Equipo con alimentación interna tipo BF

Autorización: CE (MDD)

Tamaño: 113 mm (alto) x 68 mm (ancho) x 25 mm (profundidad)

Peso: 185 grs. Incluida la batería

**INCLUYE:** 2 cables, 4 electrodos, 4 almohadillas gel, 1 cinta autoadhesiva, 1 cinta velcro, 1 bolsa transporte.



### **ACCESORIOS ESTIMULADOR MULTIFUNCIONAL TRIO**

2488-ADAPTADOR TOMA ELECTRICA PARA TRIOS

2533-ELECTRODO VAGINAL TRIO (CONECTOR REDONDO)

2534-ELECTRODO PUNTAL TRIO PARA APLICACIÓN MICROCORRIENTES

2533/1- ELECTRODO VAGINAL TRIO (CONECTOR RECTANGULAR)

2509/1-CABLE PACIENTE TRIO/120-Z (CONECTOR RECTANGULAR)

3647\_-ELECTRODO ADHESIVO 50X50 MM (4 UDS.)

3648-ELECTRODO ADHESIVO 45X80 MM (4 UDS.)

3650-ELECTRODO ADHESIVO CIRCULAR 30 MM DIAMETRO (4 UDS.)

3651-ELECTRODO ADHESIVO CIRCULAR 50 MM DIAMETRO (4 UDS.)

3652-ELECTRODO ADHESIVO CIRCULAR 75 MM (4 UDS.)

2510-ELECTRODO REUTILIZABLE 50 x 50 mm (2 UNID.)

2511-HIDROPAD PARA ELECTRODOS 50 x 50 mm (4 UNID.)