

TERAPIA LÁSER DE BIOESTIMULACIÓN

# PhysioGo.Lite LASER



**ΔSTAR.**

Calle Swit 33  
43-382 Bielsko-Biala  
Polonia

números de teléfono  
+48 33 827 18 69  
+48 33 827 18 56

export@astar.eu

[www.astar.eu](http://www.astar.eu)



Artículos temáticos  
[www.ephysiotechnology.com](http://www.ephysiotechnology.com)



**ΔSTAR.**

# PhysioGo.Lite LASER



Echa un vistazo a la nueva, ergonómica unidad de terapia láser de bioestimulación fabricada por ASTAR, un fabricante polaco de equipos de fisioterapia y rehabilitación.

ASTAR con sus 25 años de experiencia en el campo de la fisioterapia ha creado un dispositivo que combina la tecnología moderna con ergonomía y comodidad de uso.

PhysioGo.Lite Laser ayuda en el tratamiento de enfermedades en campos de la medicina como la ortopedia, reumatología, medicina deportiva y medicina estética.

Debido al peso relativamente bajo y la posibilidad de funcionar con batería, el equipo permite trabajar tanto en los centros de fisioterapia como en el ámbito domiciliario. Los programas de tratamiento incorporados hacen que realizar tratamientos con el uso de la unidad PhysioGo.Lite Laser sea fácil y conveniente.

PhysioGo.Lite Laser es un dispositivo de terapia láser de bioestimulación de alta calidad que fomenta regeneración tisular de forma no invasiva y previene el desarrollo de procesos de enfermedad.

Es importante destacar que la bioestimulación tisular es un método de tratamiento completamente seguro: la baja energía del láser no causa fuerte efecto térmico ni daño tisular.

El dispositivo está adaptado para trabajar en las frecuencias de Nogier y Voll, gracias a las cuales también funciona bien en tratamientos de laserpuntura.

La enciclopedia terapéutica ilustrada incorporada contiene hasta 175 programas para diferentes enfermedades, y la prueba automática de potencia de los aplicadores láser asegura que se mantienen los valores de exposición correctos.



PANTALLA EN COLOR DE 5" CON PANEL TÁCTIL FUNCIONAL



OPERACIÓN CON APLICADORES: LÁSER DE BARRIDO, LÁSER CLÚSTER Y SONDAS PUNTALES



LIGERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR



PUEDO FUNCIONAR CON BATERÍA LA BATERÍA PUEDE SER INSTALADA POR EL USUARIO



BASE DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO INCORPORADOS



NÚMERO DE PROGRAMAS DE USUARIO

## CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil de 5"
- Interfaz moderna
- Estadísticas de tratamiento
- Estadísticas del aplicador
- Prueba automática de medición de potencia láser
- Enciclopedia terapéutica ilustrada



R 80mW / 660nm sonda puntual de láser rojo, 400 mW / 808 nm sonda puntual de láser infrarrojo y aplicador láser clúster



## MOVILIDAD

El láser PhysioGo.Lite es ligero y fácil de transportar. Especialmente diseñada y cómoda bolsa PRO acomoda el dispositivo y todos sus accesorios. Además, es posible ampliar la funcionalidad del dispositivo con un módulo de batería, lo que permite que el dispositivo funcione hasta 6 horas sin conectarlo a una fuente de alimentación.



## MODO DE PROGRAMAS / MODO MANUAL

El uso de PhysioGo.Lite Laser en el modo de programa es simple y conveniente. El usuario puede elegir entre 175 programas predefinidos para enfermedades comunes, así como cómo utilizar programas de acupuntura de Nogier y Voll.

El dispositivo permite crear y guardar ajustes de tratamiento propios. También es posible copiar los parámetros de tratamiento de la Enciclopedia Terapéutica y adaptarlos a las necesidades individuales del paciente.



## TRES TOMAS DE APLICADORES

El dispositivo PhysioGo.Lite Laser permite conectar simultáneamente tres aplicadores y cambiarlos libremente durante el trabajo con el dispositivo. Los aplicadores son seleccionados de la lista de accesorios disponibles.

## ENCICLOPEDIA TERAPÉUTICA ILUSTRADA

La unidad tiene una enciclopedia terapéutica incorporada, la cual contiene información básica sobre el uso de terapia láser de bioestimulación para enfermedades específicas, incluyendo la información sobre el tipo de aplicador, los parámetros y la frecuencia de tratamientos recomendada.

